

Lindor® lady pad

Descripción general del producto/Finalidad prevista

Finalidad prevista

Lindor® lady pad son compresas de un solo uso, no estériles, con relleno de guata, que se colocan en la zona genital para el tratamiento a corto y largo plazo de la incontinencia urinaria y fecal leve en adultos, que pueden ser utilizados tanto por cuidadores legos como por profesionales sanitarios, en entornos clínicos y domésticos, durante más de 30 días.

Lindor® lady pad lleva el marcado CE de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. El producto está clasificado como producto sanitario clase I.

Uso/indicación

Los productos Lindor® lady pad se utilizan para la absorción de orina y heces en caso de incontinencia.

Números de referencia

Producto	Referencia	CN	Pack
Lindor® lady pad mini 2 gotas	1670370	207860	14
Lindor® lady pad normal 3 gotas	1670380	331116	14
Lindor® lady pad extra 4 gotas	1670390	331215	14
Lindor® lady pad maxi 5 gotas	1670400	331223	14
Lindor® lady pad maxi night 6 gotas	1670281	192904	14
Lindor® lady pad mini & normal	1670420		2
Lindor® lady pad extra & maxi	1670430		2
Lindor® lady pad maxi night	1670440		1

Producto desechable

Reutilizar un producto sanitario desechable es peligroso. Reprocesar los productos para volverlos a utilizar puede dañar gravemente su integridad y sus prestaciones. Información disponible si se solicita. La reutilización del producto puede causar contaminación microbiológica e infecciones leves de la piel.

Eliminación del producto

Para minimizar el riesgo de infecciones peligrosas o de contaminación medioambiental, los componentes desechables de los productos Lindor® lady pad deben eliminarse de acuerdo con los procedimientos contemplados en las leyes, normas y reglamentos aplicables sobre prevención de infecciones locales.

Lindor® lady pad

Notificación de incidentes

Para un paciente/usuario/tercera persona en la Unión Europea y en países con idéntica normativa (Reglamento UE 2017/745 sobre los productos sanitarios): si, durante el uso de este producto o como resultado de su uso, se produce un incidente grave, rogamos lo comunique al fabricante y/o su representante autorizado y a las autoridades nacionales.

Características de rendimiento del producto

Lindor® lady pads

Características	mini 2 gotas	normal 3 gotas	extra 4 gotas	maxi 5 gotas	maxi night 6 gotas
Peso total* [g]	11,4	14,6	21,1	38,7	41,8
Peso del núcleo absorbente* [g]	9,0	12,1	17,5	33,5	38,1

* $\leq \pm 10\%$ de tolerancia

Características del material

Componente	Material
Lámina superior	Polipropileno, no tejido, hidrófilo, blanco, tratado con áloe vera
Núcleo absorbente (3 capas)	1. Capa de pasta de celulosa* (excepto 1 gota) 2. Capa de pasta de celulosa* + polímero superabsorbente 3. Capa de pasta de celulosa de «fibra rizada» (excepto 0,5 gotas)
Lámina inferior	Polietileno, film laminado no tejido, blanco
Elásticos	Espuma de poliuretano (excepto mini 2 gotas)
Adhesivos	Termoplásticos

*Blanqueada, sin cloro elemental

Características del producto

Lindor® lady pads

Dimensiones en mm	mini 2 gotas	normal 3 gotas	extra 4 gotas	maxi 5 gotas	maxi night 6 gotas
Longitud total	270	265	335	430	430
Anchura total	100	112	132	162	162
Longitud del núcleo absorbente	240	253	305	395	395
Anchura del núcleo absorbente	75	90	112	138	138

* $\leq \pm 10\%$ de tolerancia

Ficha de datos técnicos

Lindor® lady pad

Ficha técnica

Código de LOTE de 9 dígitos

p. ej.: 900102822



9

001

02

82

2

año 201X

clave interna

clave interna

clave interna

suma de
comprobación
acumulada

Fecha de fabricación

p. ej.: 

2019
año

10
mes

10
día

Fecha de caducidad

p. ej.: 

2022
año

10
mes

10
día

Periodo de validez 5 años

Producto sanitario



Identificador único de producto (UDI)



Mantener en lugar seco



No reutilizar



Marcado CE



Fecha de la última revisión: 08-01-2021

