

Technical Data Sheet

Lindor Care® Empapador



Descripción general del producto

Lindor Care® Empapador son dispositivos de un solo uso recomendados como protección simple o adicional para la cama o la silla de ruedas en pacientes encamados o para protocolos de cambio. El empapador absorbe la humedad proporcionando higiene, seguridad y comodidad. La excelente integridad de su cubierta absorbente le da mayor durabilidad.

Lindor Care® Empapador lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CEE y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. El producto se está adecuando al Reglamento (UE) 2017/745. El producto está clasificado como producto sanitario clase I no estéril.

Se ha realizado una evaluación de conformidad para Lindor Care® Empapador que ha demostrado que el producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y la eficacia de Lindor Care® Empapador quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista.

Aplicaciones/Indicaciones

Instrucciones de colocación:

- El empapador debe colocarse centrado sobre la sábana en sentido transversal. Coloque la zona impresa hacia abajo.



Características de producto

Tecnología	
Antideslizante	Sí
Higiene	Sí
Seguridad	Sí
Protección	Sí
Ausencia de látex	Sí
Testado dermatológicamente	Sí

Technical Data Sheet

Lindor Care® Empapador

Dimensiones del producto

Dimensiones [mm]	40 x 60	60 x 60	60 x 90
Longitud total:	400	600	600
Ancho total:	600	600	900
Longitud del núcleo absorbente:	340	540	530
Ancho del núcleo absorbente:	535	535	820

Propiedades específicas de producto

Lindor Care® Empapador

Características	40 x 60	60 x 60	60 x 90
Peso total: [g]	21.8	33.1	60.2

Presentaciones

Producto	Unidades /presentación	Ref. HARTMANN
Lindor Care® Empapador 40 x 60	30 unidades	167306
Lindor Care® Empapador 60 x 60	30 unidades	167307
Lindor Care® Empapador 60 x 90	30 unidades	167305

Etiquetado

- El código o número de lote es el siguiente (ejemplo):

Código: A B C D E F G H I

Ejemplo: 8 0 1 2 0 3 9 1 4

A	Identificación del año. Ejemplos: 2018=8, 2019=9, 2020=0, 2021=1
B-C-D	Identificación secuencial automática proveída por SAP, que ordena cada lote de cada referencia desde 001 a 999.
E-F	Identificación de la línea en números: X02, X03 ó X04
G-H	Identificación de la planta : 91
I	Digito de control aleatorio, de 0 a 9 (automático, generado por SAP para cada orden)
K	Hora de fabricación del producto en el formato HH:MM donde HH son las horas de 00 a 23 y M los minutos de 00 a 59. (Solo para bolsas)

Technical Data Sheet

Lindor Care® Empapador

Acondicionamiento

Lindor Care® Empapador se presenta en 3 bolsas de polietileno, envasadas en films de transporte termosellado y paletizadas en Europallets.

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.