



Ficha Técnica

SAMU® post-parto

Spec.-No.: D 3.2506a
Departamento: RA LHSA
Fecha: 12/02/2010
Página: 1 de 2

1. Descripción general del producto

Absorbente rectangular con núcleo absorbente de celulosa y recubrimiento completo de tejido non-woven.

Existen dos presentaciones:

Ref.	Producto	Descripción
716213	Samu maxi classic	soporte de non-woven, sin polietileno, transpirable
716313	Samu maxi plus	soporte de polietileno antideslizante

Absorbe la humedad rápida y completamente; protege de una manera segura la cama y la ropa.

Samu® lleva el marcado CE de acuerdo con la directiva EU 93/42/EEC para productos sanitarios. El producto está clasificado como clase I, no estéril.

2. Aplicación/ Indicación

Está indicado para su uso como compresa post-parto, así como protección y absorbente tras intervenciones quirúrgicas ginecológicas.

Se recomienda utilizar Samu maxi classic en partos con episiotomía.

El producto es adecuado también para su uso en incontinencia leve, para pacientes encamados o activos.

3. Características del producto

Tejido sin tejer	Non-woven de polipropileno, hidrofílico
Núcleo absorbente	Pulpa de celulosa (estéril, envuelta con tejido)
Film de protección	Film de polietileno (sólo Samu maxi plus)

4. Especificaciones técnicas

Dimensiones (mm)		110 x 350
Longitud	A	350 ± 20
Ancho	B	110 ± 10
Longitud del absorbente	C	320 ± 20
Ancho del absorbente	D	108 ± 10

Peso del núcleo absorbente: 18 ± 3 g



Ficha Técnica

SAMU[®] post-parto

Spec.-No.:	D 3.2506a
Departamento:	RA LHSA
Fecha:	12/02/2010
Página:	2 de 2

5. Etiquetado

Número de lote con código de 9 dígitos:

Ejemplo:

9	263	XXXXX
Año	día de producción	código para uso interno

6. Acondicionamiento

Las compresas Samu[®] post-parto se envasan en bolsas de polietileno conteniendo 56 compresas; 4 bolsas se empaquetan en caja de transporte de cartón según normas DIN, selladas con cinta adhesiva, y éstas se disponen en Europallet.