

Technical Data Sheet

Lindor Care® Anatómico

Lindor Care® Anatómico Día

Lindor Care® Anatómico Noche

Lindor Care® Anatómico SuperNoche



Descripción general del producto

Lindor Care® Anatómico son absorbentes de orina desechables anatómicos constituidos por un núcleo de celulosa no tratada y polímero Superabsorbente perfeccionado. Combinado con el núcleo absorbente presentan el exclusivo sistema absorbe olor.

Lindor Care® Anatómico lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. El producto se está adecuando al Reglamento (UE) 2017/745. El producto está clasificado como producto sanitario clase I no estéril.

Aplicaciones/Indicaciones

Lindor Care® Anatómico se ajusta al cuerpo mediante una malla elástica que mejora la adaptación al cuerpo y permite una correcta transpiración. Esta malla resiste más de 20 lavados.

Instrucciones de colocación:

- Bajar la malla, retirar el absorbente y realizar la higiene de la piel.
- Colocar un absorbente nuevo sobre la malla.
- Subir la malla junto con el absorbente.



Technical Data Sheet


Lindor Care® Anatómico

Características de producto

Tecnología	
Doble núcleo SuperAbsorbente	Sí
Barreras antiescape (heces y orina)	Sí
Indicador de Cambio	Sí
Sistema de sujeción "mallas-slip"	Sí
Tejido Exterior (aspecto textil)	Sí
Dermoprotección	Sí
Doble núcleo Absorbe Olor	Sí
Código visual identificación pañal c/ gotas absorción	Sí
Envoltura Ecoeficiente	Sí
Ausencia de látex	Sí

Dimensiones del producto

Lindor Care® Anatómico



Technical Data Sheet

Lindor Care® Anatómico

Dimensiones [mm]		Día	Noche	Super noche
Longitud total:	A	595	595	595
Ancho total:	B	310	310	310
Longitud del núcleo absorbente:	C	530	530	530
Ancho del núcleo absorbente:	D	250	250	250

Propiedades específicas de producto

Lindor Care® Anatómico

		Día	Noche	Super noche
Peso total:	[g]	45,5	63,7	73,4

Presentaciones

Producto	Unidades /presentación	Ref. HARTMANN
Lindor Care® Anatómico Día	80 unidades	167101
Lindor Care® Anatómico Noche	80 unidades	167110
Lindor Care® Anatómico SuperNoche	80 unidades	167103

Etiquetado

Número de lote de 9 dígitos:

ej.:

LOT 6

Año

263

Día de producción

XXXXX

Código de uso interno

Acondicionamiento

Lindor Care® Anatómico se presenta en 2 bolsas de polietileno de 40 unidades, envasadas en cajas de transporte según normas DIN, selladas con cinta adhesiva y paletizadas en Europallets.

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.