



Medicomp estéril



N° espec: D 5.2000a Dpto.: CMO-DGM Fecha: 10.06.2013 Página: 1 de 4

Descripción general del producto

Medicomp estéril es un compresas estériles de non-woven blanco con una alta capacidad de absorción, libres de aditivos y blanqueantes ópticos. Presentadas en envases dispensadores, que facilita su utilización.

Medicomp estéril lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. Los productos están clasificados como productos sanitarios clase lla (TÜV 0123).

Se ha realizado una evaluación de conformidad para Medicomp estéril que ha demostrado que el producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de Medicomp estéril quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista.

Aplicaciones e indicaciones

Para el tratamiento general de heridas, como gasas y esponjas tanto para curas ambulatorias como para pequeñas intervenciones.

Presentaciones

REF	Presentación	Dimensiones	Dimensiones desplegadas	Unidades / sobre	Sobres / caja	Unidades / caja	CN
411006	Medicomp estéril, 30g, 4 capas	7,5 x 7,5 cm	15 x 15 cm	5	1000	5000	-
411007	Medicomp estéril, 30g, 4 capas	10 x 10 cm	20 x 20 cm	5	1000	5000	-
411049	Medicomp estéril, 30g, 4 capas	7,5 x 7,5 cm	15 x 15 cm	2	100	200	-
411051	Medicomp estéril, 30g, 4 capas	5 x 5 cm	10 x 10 cm	5	40	200	-
411052	Medicomp estéril, 30g, 4 capas	7,5 x 7,5 cm	15 x 15 cm	5	40	200	-
411053	Medicomp estéril, 30g, 4 capas	10 x 10 cm	20 x 20 cm	5	40	200	-
411064	Medicomp estéril, 30g, 4 capas	10 x 10 cm	20 x 20 cm	2	25	50	151363.2
411075	Medicomp estéril, 30g, 4 capas	10 x 20 cm	20 x 40 cm	2	25	50	161342.4

Este documento es propiedad de Laboratorios HARTMANN S.A. No se permite su transmisión a terceros ni la realización de copias no autorizadas.





Medicomp estéril



 N° espec:
 D 5.2000a

 Dpto.:
 CMO-DGM

 Fecha:
 10.06.2013

 Página:
 2 de 4

REF	Presentación	Dimensiones	Dimensiones desplegadas	Unidades / sobre	Sobres / caja	Unidades / caja	CN
411535	Medicomp estéril, 30g, 4 capas	10 x 10 cm	20 x 20 cm	5	50	250	-
411634	Medicomp estéril, 30g, 4 capas	10 x 10 cm	20 x 20 cm	2	10	20	170436.8
411635	Medicomp estéril, 30g, 4 capas	10 x 10 cm	20 x 20 cm	2	25	50	-
411636	Medicomp estéril, 30g, 4 capas	10 x 20 cm	20 x 40 cm	2	25	50	-

Características del producto

Composición / Materiales

Non-woven: 70% de viscosa y 30% de poliéster.



Características del producto

Ventajas de producto

Compresas de non-woven:

 Alternativa ideal para las compresas clásicas de algodón, en muchos de los usos en planta como en ambulatorios (Centros Atención Primaria).



Ficha Técnica de producto

Medicomp estéril



Nº espec: D 5.2000a Dpto.: CMO-DGM Fecha: 10.06.2013 Página: 3 de 4

 Su composición 70% rayón y 30% poliéster le proporcionan una estructura parecida a las compresas de algodón y hace de Medicomp un producto especialmente absorbente, suave y transpirable.

Absorción elevada:

- En comparación con una compresa de algodón de 8 capas y 17 hilos, Medicomp absorbe 70% más de líquido.
- Absorbe líquidos sin gotear, liberándolos sólo bajo presión.

Práctico embalaje:

- La caja dispensadora facilita el manejo y protege los sobres estériles.
- Fácil apertura del sobre.
- Código EAN 13 en cada sobre.

Características del producto

Propiedades específicas de producto

Látex: No contiene látex

Gramaje: 30g/m² aprox.

Capacidad de absorción: 7 g/g aprox.

Esterización: vapor, de acuerdo a DIN EN ISO 17665-1 con proceso validado

Etiquetado

Número de lote de 9 cifras (ejemplo):

LOT

999

01 00 1

Año

Orden de producción

Código de uso interno

Fecha edición LHSA: 03.03.2015



Ficha Técnica de producto

Medicomp estéril



N° espec: D 5.2000a Dpto.: CMO-DGM Fecha: 10.06.2013 Página: 4 de 4

Revisado por: MK / RA

Fecha de caducidad (ejemplo):

2019 06 Año Mes

Caducidad: 5 años

Acondicionamiento

Las compresas se presentan en sobres estériles de 2 o 5 unidades de acuerdo a EN ISO 11607, estuche y cajas de transporte conforme a normas DIN, selladas con cinta adhesiva y paletizadas en Europallet.

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.