

Medicomp no estéril



Ficha Técnica de producto

 N° espec:
 D 5.2000a

 Dpto.:
 SM-PDW

 Fecha:
 10.11.2011

 Página:
 1 de 3

Descripción general del producto

Medicomp no estéril son compresas de non-woven con una alta capacidad de absorción, libres de aditivos y blanqueantes ópticos. Presentadas en forma de display, que facilita su utilización.

Medicomp no estéril lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. Los productos están clasificados como productos sanitarios clase lla (TÜV 0123).

Se ha realizado una evaluación de conformidad para Medicomp no estéril que ha demostrado que el producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de Medicomp no estéril quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista.

Aplicaciones e indicaciones

Para el tratamiento general de heridas, como gasas y esponjas tanto para curas ambulatorias como para pequeñas intervenciones.

Presentaciones

Referencia	Presentación	Dimensiones	Dimensiones desplegadas	Unidades / caja
411831	Medicomp no estéril, 30g, 4 capas	5 x 5 cm	10 x 10 cm	100
411833	Medicomp no estéril, 30g, 4 capas	7,5 x 7,5 cm	15 x 15 cm	100
411834	Medicomp no estéril, 30g, 4 capas	7,5 x 10 cm	15 x 20 cm	100
411835	Medicomp no estéril, 30g, 4 capas	10 x 10 cm	20 x 20 cm	100

Características del producto

Composición / Materiales

Non-woven: 70% de viscosa y 30% de poliéster.

Este documento es propiedad de Laboratorios HARTMANN S.A. No se permite su transmisión a terceros ni la realización de copias no autorizadas.

Fecha edición LHSA: 26.04.2013 Revisado por: MK / RA



Medicomp no estéril




Ficha Técnica de producto

 N° espec:
 D 5.2000a

 Dpto.:
 SM-PDW

 Fecha:
 10.11.2011

 Página:
 2 de 3



Características del producto

Ventajas de producto

Compresas de non-woven:

- Alternativa ideal para las compresas clásicas de algodón, en muchos de los usos en planta como en ambulatorios (Centros Atención Primaria).
- Su composición 70% rayón y 30% poliéster le proporcionan una estructura parecida a las compresas de algodón y hace de Medicomp un producto especialmente absorbente, suave y transpirable.

Absorción elevada:

- En comparación con una compresa de algodón de 8 capas y 17 hilos, Medicomp absorbe 70% más de líquido.
- Absorbe líquidos sin gotear, liberándolos sólo bajo presión.

Características del producto

Propiedades específicas de producto

Látex: No contiene látex

Requerimientos de producto

Peso base: 30g/m² aprox.


Este documento es propiedad de Laboratorios HARTMANN S.A. No se permite su transmisión a terceros ni la realización de copias no autorizadas.



Medicomp no estéril



Revisado por: MK / RA



Capacidad de absorción: 11 g/g aprox.

Ensayo Linting (desprendimiento de partículas): máx. 2,5 g/m²

Etiquetado

Número de lote de 9 cifras (ejemplo):

LOT 1 234 56 78 9

Año Orden de Lote de Fábrica Dígito de producción esterilización control

Fecha de caducidad (ejemplo):

2015 04 Año Mes

Caducidad: 5 años

Acondicionamiento

100 unidades se presentan en estuche y cajas de transporte conforme a normas DIN, selladas con cinta adhesiva y paletizadas en Europallet.

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.